



HighLight

Equipo de Luz Pulsada Intensa

TECNOIMAGEN

www.tecnoimagen.com.ar | 0810 333 8273



HighLight

Desarrollado en Israel,
fabricado en Argentina

- Primer equipo de luz pulsada de alta calidad accesible para el médico que recién comienza.
- Aplicadores 100% fabricados en Israel.

Aplicadores HR 590 y HR 650

Permite tratar:

- Depilación permanente

Se puede aplicar en rostro, espalda, brazos y piernas.



Aplicador SR 530

Para tratar diferentes fecciones de la piel:

- Tensado de la piel.
- Tratamiento de arrugas para todos los tipos de piel.
- Tratamiento de lesiones vasculares y de pigmentación benigna superficial.
- Tratamiento de acné.

Se puede aplicar en rostro, cuello, manos, brazos y piernas.



Características

- Pantalla de LCD, touchscreen y en español.
- Alta frecuencia en repetición del pulso: modo simple y doble.
- Equipo portátil y liviano, solo 8 kg.
- Sistema de enfriamiento por aire.
- Diseño ergonómico de fácil instalación y transporte.
- Tecnología israelí.
- Carcasa sólida, 100% metal y cobertura plástica de alta densidad.

Especificaciones técnicas

Área de tratamiento	HR SR	6,5 cm ² 6,5 cm ²	
Energía	HR HR(opcional) SR	590nm 650nm 530nm	20 j/cm ² 20 j/cm ² 22 j/cm ²
Frecuencia de disparo		1.5 - 2.5 sec	De acuerdo al nivel de energía
Ancho de pulso		20 - 55 msec	Programable
Dimensiones		33x37x40 cm	
Peso		8,9 kg	