

SCHILLER
The Art of Diagnostics



DS-20

Diagnostic Station

Simplifica su día a día



RÁPIDA Y FÁCIL DE USAR

La DS20 detecta de forma inmediata los sensores conectados y muestra automáticamente el valor correspondiente. Este rápido funcionamiento permite añadir o eliminar parámetros de forma fácil.

Gracias a su intuitiva guía del usuario, la DS20 de SCHILLER es autoexplicativa y exige muy poca formación. La gran pantalla táctil e interactiva es realmente fácil de usar.

CONNECTED

La ESTACIÓN DE DIAGNÓSTICO DS20 es un dispositivo en red. Permite la conectividad directa a EMR, PACS, HIS o al sistema de información cardiológica SEMA3 de SCHILLER; la comunicación bidireccional permite acceder fácilmente a los datos; y la función Wi-Fi de alta seguridad hace posible una transmisión rápida y directa.

UN SOLO TOQUE EN LA MEDICIÓN

Con solo tocar la gran pantalla de color de alta resolución puede comenzar a grabar y seleccionar los ECG de mayor calidad.


- Ejecuta
- Revisa
- Guarda o exporta donde quiera

AMPLIABLE


Pueden añadirse fácilmente funciones nuevas y otros dispositivos, así como futuros desarrollos tecnológicos. La DS20 está preparada para las funciones más frecuentes y cumplirá los nuevos requisitos que sean necesarios en su centro.

DS-20

Guía intuitiva y fácil de usar



Observa y toca la pantalla multitáctil de 18.5 pulgadas de alta resolución y rápida respuesta.



Pruebas de espirometría completas (FVC, SVC, Pre/Post).




Pulsioximetría: se puede elegir la tecnología Masimo o Nellcor. Parámetro opcional SpCO de Masimo Rainbow disponible.



Termometría no invasiva de arteria temporal para conseguir una medición de temperatura rápida y precisa con un sencillo termómetro de frente.



La DS20 ofrece ECG de reposo opcional de 12 derivaciones con una sofisticada interpretación, así como ritmo en reposo.



“Análisis de la onda de pulso” (PWA, por sus siglas en inglés), análisis de la velocidad de la onda de pulso y la presión arterial en una única medición.



DS-20

TECNOIMAGEN

www.tecnoimagen.com.ar | 0810 333 8273