


medilog[®]AR


Holter avanzado, eficiente y fiable



SCHILLER
The Art of Diagnostics

medilog®AR

- Robusto, a prueba de choques y salpicaduras y muy fácil de limpiar
- Flexible sistema de doble batería para registros de más de 14 días de duración
- Detección de fibrilación/ aleteo auricular en cero segundos basado en el análisis de ondas P reales



PERFECTO PARA LA PRÁCTICA CLÍNICA HABITUAL

El diseño a prueba de golpes y salpicaduras del Holter medilog®AR lo convierte en un dispositivo especialmente adecuado para la práctica clínica habitual. El Holter y su carcasa son robustos y fáciles de limpiar.

DOS SEMANAS DE BATERÍA

Gracias al sistema de doble batería, los pacientes pueden ser monitorizados durante más de 14 días sin



Sistema de doble batería ecológica (ilustración)

necesidad de volver a la consulta para cambiar las baterías.

BATERÍA ECOLÓGICA:

Ajustando la resolución de la señal, la batería interna puede funcionar durante 24/72 horas o más de 7 días. La batería interna de alta calidad se recarga mediante USB.

BATERÍA AAA DE UN SOLO USO:

Para mejorar los tiempos de respuesta en clínicas con mucha actividad, utilice baterías AAA estándar de fácil acceso.

MÁS DE 14 DÍAS:

Para obtener la máxima duración de registro, combine una batería interna completamente cargada con una batería AAA para conseguir más de 14 días con detección automática de FA.

DIVERSAS OPCIONES DE TRANSPORTE

medilog®AR es tan plano que se puede llevar fácilmente en el bolsillo del pantalón. Montado en su funda, también puede llevarse en el cinturón o directamente sobre el cuerpo utilizando una correa para el cuello.

DISEÑADO PARA ELIMINAR LOS ARTEFACTOS

El Holter medilog®AR incluye un ECG reposo con una extraordinaria frecuencia de muestreo de 32 000 Hz en 3 canales. Ofrece análisis de ondas P reales, sofisticada supresión de artefactos y detección de movimientos, lo que permite realizar una evaluación muy rápida.

DETECCIÓN DE FIBRILACIÓN/ALETEO AURICULAR EN CERO SEGUNDOS:

El Holter medilog®AR registra la fibrilación y el aleteo auricular



buscando directamente ondas P, como lo haría un cardiólogo.

EPISODIOS DE RESPIRACIÓN:

Gracias al registro de respiraciones derivadas del ECC, el Holter medilog®AR puede detectar posibles episodios respiratorios durante el sueño. El sensor opcional de SpO₂, conectado por Bluetooth, permite registrar información respiratoria adicional.



Sensor de SpO₂, conectado durante la noche

MUCHO MÁS QUE DETECCIÓN DE ARRITMIAS

La localización de la fibrilación auricular en cero segundos, el análisis de los episodios respiratorios y la variabilidad de la frecuencia cardíaca son solo algunas de las extraordinarias funciones del Holter medilog®AR. El análisis se realiza con el reconocido software medilog®DARWIN2.



Americas
SCHILLER Americas Inc.
Doral, Florida 33172

North America:
Phone +1 786 845 06 20
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com

Latin America & Caribbean
Phone +1 305 591 11 21
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
Fax +603 6272 2030
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 70 90
Fax +43 732 757 000
sales@schiller.at
www.schiller.at



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Equipment
Co.,Ltd.
100015 Beijing, China
Phone +86 010 52007020
Fax +86 010 52007020-8016
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn



Croatia
SCHILLER d.o.o.
10000 Zagreb
Phone +385 1 309 66 59
Fax +385 1 309 66 60
info@schillerzg.hr
www.schiller.hr



France
SCHILLER Médical
F-67160 Wissembourg
Phone +33 3 88 63 36 00
Fax +33 3 88 63 36 49
info@schiller.fr
www.schiller-medical.com



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77608 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
Fax +33 1 64 66 50 10
contact@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85622 Feldkirchen b. München
Phone +49 89 62 99 81 0
Fax +49 89 609 50 90
info@schillermed.de
www.schillermed.de



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai - 400 059, India
Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
Fax +91 22 2920 9142
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
Fax +48 22 843 20 89
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
125040 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
Fax +7 (495) 956 29 10
mail@schiller.ru
www.schiller.ru



Serbia
SCHILLER d.o.o.
11010 Beograd
Phone +381 11 39 79 508
Fax +381 11 39 79 518
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
2310 Slovenska Bistrica
Phone +386 2 843 00 56
Fax +386 2 843 00 57
info@schiller.si
www.schiller.si



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
ES-28232 Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
Fax +34 91 355 79 33
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Switzerland
SCHILLER-Reomed AG
CH-8912 Obfelden
Phone +41 44 744 30 00
Fax +41 44 740 37 10
sales@schiller-reomed.ch
www.schiller-reomed.ch



Turkey
SCHILLER TÜRKIYE
Okmeydani-Sisli - Istanbul
Phone +90 212 210 8681 (pbx)
Fax +90 212 210 8684
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com



United Kingdom
SCHILLER UK
Bellshill, ML4 3PR
Phone +44 1698 744 505
Fax +44 1698 744 474
sales@schilleruk.com
www.schilleruk.com

La disponibilidad del dispositivo en un mercado determinado está sujeta a la autorización administrativa.

