



UniBase 30

Mesa de operaciones electrohidráulica



mindray
healthcare within reach



UniBase 30

Mesa de operaciones electrohidráulica



Una buena mesa de operaciones es la piedra angular para alcanzar el éxito durante una cirugía.

La mesa UniBase 30, diseñada para escenarios quirúrgicos cada vez más complejos, requiere menos esfuerzo y tiempo para situar al paciente en una posición segura, cómoda y eficiente, y proporciona una solución económica sin sobrecargar el presupuesto del hospital.

UniBase30, una mesa de operaciones sencilla y eficiente:

- Capacidad de carga de 185 kg en posición normal
- Desplazamiento longitudinal (opcional) de 300 mm
- Ajuste del elevador de cuerpo (opcional) de 120 mm
- Carga de la batería con duración de aproximadamente una semana
- Sistema mecánico de frenos para una estabilidad óptima
- Placa de piernas divididas, desmontable, para posición de litotomía

Trendelenburg
Posición de Trendelenburg
invertida



Desplazamiento
longitudinal
(opcional)




Movimiento de la sección
posterior



Ajuste de la altura



Inclinación
lateral




UniBase 30

Mesa de operaciones electrohidráulica

Una mesa de operaciones sencilla
y eficiente

Diseño ergonómico y versátil



Placa de cabeza desmontable



Elevador de cuerpo ajustable (opcional)



Bloqueo para piso de pedal

UniBase 30

Mesa de operaciones electrohidráulica

Una mesa de operaciones sencilla y eficiente

Posición estable y flexible



Cirugía renal con elevador de cuerpo



Cirugía de la mano o del brazo



Ginecología y Urología



Cirugía renal en posición flexionada



Cirugía de disco intervertebral



Cirugía de bocio



Neurocirugía



Cirugía general



Neurocirugía con el paciente sentado





Mindray, una solución absoluta


Todas las instalaciones avanzadas y fiables de la tecnología Mindray se adaptan perfectamente para personalizar sus necesidades y proporcionar un apoyo total.

UniBase 30


Mesa de operaciones electrohidráulica

Especificaciones técnicas


| Dimensiones | |
|--------------------------|------------------|
| Longitud total | 2030 mm |
| Altura sin relleno | 680 mm - 1030 mm |
| Ancho sin carril lateral | 500 mm |
| Ancho con carril lateral | 556 mm |




| Posición Trendelenburg | |
|-------------------------------------|----------|
| Trendelenburg | 26° máx. |
| Posición de Trendelenburg invertida | 26° máx. |




| Placas para piernas | |
|--------------------------------------|----------|
| Elevación de las placas para piernas | 20° máx. |
| Descenso de las placas para piernas | 90° máx. |




| Placa de cabeza | |
|---------------------------------|----------|
| Elevación de la placa de cabeza | 45° máx. |
| Descenso de la placa de cabeza | 90° máx. |




| Desplazamiento longitudinal (opcional) | |
|---|-------------|
| Desplazamiento del extremo de la cabeza | 300 mm máx. |




| Inclinación lateral | |
|--------------------------------|----------|
| Inclinación hacia la izquierda | 21° máx. |
| Inclinación hacia la derecha | 21° máx. |




| Placa de respaldo | |
|--------------------------------|----------|
| Elevación de placa de respaldo | 80° máx. |
| Descenso de placa de respaldo | 40° máx. |



| Placas para piernas | |
|-----------------------------|----------|
| Placas de piernas divididas | 90° máx. |



| Elevador de tronco (opcional) | |
|----------------------------------|-------------|
| Elevación del elevador de tronco | 120 mm máx. |





The materials and information provided via this brochure are distributed internationally, but not all the products or services found on this brochure are necessarily available in your country or area. Please contact local office or agents to make sure of the availability of the relevant products or services.

Mindray Medical Netherlands B.V.

Drs.Wvan Royenstraat 8, 3871 AN Hoevelaken, The Netherlands
Voice: (31-33) 254-4911
Fax: (31-33) 253-4280

Mindray Medical Italy S.r.l.

Via Leonardo DA Vinci, 158, 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI), Italy
Voice: (39-02) 5737-401
Fax: (39-02) 5523-2018

Mindray Medical España S.L.

Avenida Manoteras 38, Edificio B, Bajo B008. 28050-Madrid Spain
Voice: (34-91) 392-3754
Fax: (34-91) 392-3756

Mindray Medical Germany GmbH

Zwischen den Bächen 4, 64625 Bensheim, Germany
Voice: (49) 6251-17524-20
Fax: (49) 6251-17524-20

Mindray (UK) Limited

Mindray House, Kingfisher Way, Hinchingsbrooke Business Park, Huntingdon, Cambs, PE29 6FN
Voice: (44) 1480-416-840
Fax: (44) 1480-436-588

Mindray Medical France SARL

Europarc Creteil 1 allée des cerisiers 94000 CRETEIL, France
Voice: (33-1) 4513-9150
Fax: (33-1) 4513-9151

Mindray Medical Sweden AB

Risseleden 136, 174 57 Sundbyberg, Sweden
Voice: (46) 8 555 54 121

Fax: (46) 8 555 54 101

Mindray Medical Rus Co.Ltd

2 Zvenigorodskaya Street, 13, bld 41, 123022 Moscow, Russia
Voice: (7-499) 553-6036
Fax: (7-499) 553-6039

Mindray Medical Colombia S.A.S

Room No.702, Torre UNIKA, Carrera 9 No.77-67, Bogota, Colombia
Voice: (57-1) 3130892 / 3210916

Mindray do Brasil – Comércio e Distribuição de Equipamentos Médicos Ltda.

Rua Tavares Bastos, 329, Perdizes, São Paulo – SP, CEP 05012-020
Voice: (55-11) 3124-8026
Fax: (55-11) 3078-8035

Mindray Medical Mexico S. de R.L. de C.V.

Félix Parra # 175 Colonia. San José Insurgentes Sur Delegación Benito Juárez 03900 México, D. F.
Voice: (52-55) 5661-9450 / (52-55) 5662-6620
Fax: (52-55) 5662-6597

PT.Mindray Medical Indonesia

The East 11th Floor, Unit 08 JI. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E 3.2 No.1 Jakarta 12950
Voice: (6221) 2902-7280
Fax: (6221) 2902-7283

Mindray Medical Egypt

Ground Floor -11 El Imam Metwally El Sharawi Street, Sheraton Heliopolis - El Nozha, Cairo, Egypt
Voice: (2) 02 22691047
Fax: (2) 02 22691046

Mindray Medical Australia

ADD: 19 Harker St, Burwood VIC 3125, Australia
Voice: (61-3) 9830 6610
Fax: (61-2) 9550 2841

Mindray Medical Nigeria

ADD: 1004 Estate, Victoria Island, Lagos, Nigeria
Voice: (+234) 7030682053

Mindray Medical India Pvt. Ltd. (Delhi Office)

16th floor, Building No. 9-B, DLF Cyber City, DLF Phase- 3, Gurgaon- 122002, Haryana
Voice: (91-124) 4632-488
Fax: (91-124) 4632499

Mindray Medical India Pvt. Ltd. (Mumbai office)

B-404, City Point, Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai, 400 059, India
Voice: (91-22) 4020-0000
Fax: (91-22) 4020-0011

Mindray Medikal Teknoloji Istanbul Ltd. Sti.

KÖYALTI MEVKİİ 29 EKİM CAD.N.1 KUYUMCUKENT 2.NO.PLZ.3.KT. D.1- 9 34520 BAĞÇELİEVLER/YENİBOSNA, İSTANBUL, TÜRKİYE
Voice: (90-312) 482 08 77
Fax: (90-212) 482 08 78

Mindray Medikal Teknoloji Istanbul Ltd. Sti. Branch Office Ankara


TURAN GÜNEŞ BULVARI ALEKSANDER DÜBÇEK CAD. NO:18/A ÇANKAYA/ANKARA, TÜRKİYE
Voice: (90-312) 441 96 92
Fax: (90-312) 441 96 93

Mindray Medical Vietnam Co.,Ltd.

Unit 2, 4th Floor, "B" Building, Broadway Office Park, 102 Nguyen Luong Bang Blvd., Tan Phu Ward, Dist. 7, HCMC, Vietnam
Voice: (84) 8 5413-6970
Fax: (84) 8 5413-6971

Mindray Medical Thailand Limited

1768 Thai summit Tower Room 407, 4th floor, New petchaburee Road, Kwaeng Bangkok, Khet Huai Khwang, Bangkok 10320, Thailand
Voice: (66) 2652-7288
Fax: (66) 2652-7266



- Centro de I&D
- Sucursal
- Filial en proceso de organización

mindray | *healthcare without mesh* are registered trademarks or trademarks owned by Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., LTD.
©2014 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Todos los derechos reservados. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
Consulte el manual del usuario para obtener información del fabricante
N.º de referencia: ENG-UniBase 30-210X285X12P-20150428