

mindray

VS 9

Monitor de constantes vitales

Fiel a la realidad





Desde el control de pacientes internados hasta los controles de externos, el Monitor de constantes vitales VS 9 despliega todo el potencial de las observaciones de rutina con opciones de flujo de trabajo integrales y flexibles que permiten al personal clínico brindar atención de alta calidad a cada uno de los pacientes.


Fidelidad a las constantes vitales

El VS 9 proporciona mediciones precisas de las constantes vitales muy rápidamente, maximizando la comodidad del paciente y la eficiencia clínica.

Inflado y medición de la PANI TrueBP™ de Mindray en 15 segundos

Opciones de medición de SpO₂ de Mindray, Masimo SET y Nellcor

ARTEMA Sidestream CO₂ con una tasa de muestreo de 50 ml/min



Frecuencia respiratoria (FR) registrada desde el sensor de dedo de SpO₂ con la tecnología TrueResp™ de Mindray.

Opción de termómetros SmarTemp™, Genius™ 3, Exergen TemporalScanner™, HeTaiDa™.

Ve la verdadera imagen del deterioro del paciente

Para asegurar una reacción oportuna al deterioro del paciente y un mayor cumplimiento de las directrices del hospital, el VS 9 proporciona una amplia gama de parámetros de constantes vitales con una variedad de herramientas para apoyar las decisiones clínicas.

EWS (alerta temprana) automática

- Cumple con todas las normas de EWS
- Permite ofrecer mensajes de reporte personalizables

BP (tensión sanguínea) ortostática

- Ayuda a evaluar y evitar el riesgo de caída de forma innovadora
- Personalizable según los diversos requisitos clínicos

BP promedio

- Medición de AOBP desatendida con un flujo de trabajo personalizado
- Proporciona valores precisos del estado real del paciente

Flujos de trabajo verdaderamente flexibles

Los flujos de trabajo del VS 9 ofrecen una documentación completa en el lugar de atención, liberan todo el potencial de las observaciones a pie de cama y ayudan a consolidar y acelerar las evaluaciones.

Interfaz intuitiva


- Pantalla de alta resolución de 10.1" para visualizar más información
- Operación por gestos intuitivos con pantalla táctil capacitiva

Más información a pie de cama

- Hasta 50 entradas manuales personalizables
- Herramienta de representación infográfica del dolor

Cree el flujo de trabajo adecuado

- Diseño de la pantalla y ajustes de parámetros personalizables
- Flujos de trabajo configurables por perfiles departamentales
- Mejora el cumplimiento de las directrices del hospital por parte del personal clínico



Conectividad muy compatible e interoperable

Las diferentes opciones de conectividad de Mindray le permiten preparar los sistemas hospitalarios para un crecimiento escalable y la innovación futura. Nuestras soluciones de conectividad, completas y muy compatibles, hacen que la integración de los datos digitales de los pacientes sea simple y segura.

- Se conecta sin problemas a sus sistemas EMR
- Identificación del paciente e inicio de sesión de los usuarios
- Sistema híbrido de monitorización central BeneVision para maximizar su inversión
- Incluye el Administrador de dispositivos M-IoT para controlar la eficiencia clínica de los equipos



Calidad y fiabilidad reconocidas

El VS 9 fue creado para una larga vida útil: tiene el soporte de un software de mantenimiento innovador y un diseño robusto.

Limpieza sin problemas

Validado para 51 agentes limpiadores líderes en el mercado, para una limpieza más rápida y menor degradación con el tiempo.

Instalación más fácil

Con configuración paso a paso para diversas necesidades clínicas con un asistente de inicio similar a un smartphone.



Práctica mesa de trabajo con batería auxiliar opcional para un mayor tiempo de funcionamiento

Diseñado para una rápida instalación sin herramientas en menos de un minuto

Gestión de accesorios dedicados según sus preferencias

Ruedas silenciosas y suaves para facilitar su uso