



82 	69 	103
Longitud total	Anchura total	Altura total
42 	51 	
Altura asiento	Anchura asiento	Inclinación
36 	150 	
Peso	Peso paciente	

Características

Los sillones Belate Relax, están especialmente diseñados para su utilización en hospitales, clínicas, residencias y también para la asistencia domiciliaria.

Algunas de sus características principales son:

- Estructura:

Estructura resistente realizada en madera de pino junto con un tablero laminado, que le confiere alta resistencia a los impactos.

El sillón ha sido diseñado con líneas suaves y con bordes redondeados, sin aristas ni superficies cortantes para que no exista ningún problema de cortes o arañazos.

- Espumas:

La composición interior del sillón es una mezcla de espumas que hacen que sea cómodo y confortable para el paciente.

Todo el sillón está formado por una base de espuma de poliuretano (25 kg/m³), excepto el asiento del sillón está fabricado en una espuma de densidad mayor (30 kg/m³), que proporciona mayor resistencia al hundimiento, garanti-

zando una postura ergonómica.

- Tapizado:

Las espumas están tapizadas con telas vinílicas exentas de látex, transpirables, de fácil limpieza, resistentes a la abrasión, antimicrobiano, antimicrobiano e ignífuga M2.

- Respaldo:

Respaldo de diseño ergonómico, con orejero integrado.

Respaldo abatible, pudiendo adoptar diferentes posiciones que resulten cómodas para el usuario.

- Reposapiés:

A la vez que se abate el respaldo sube el reposapiés automáticamente.

- Mecanismo relax:

Para abatir el respaldo y que se eleve el reposapiés no hay mas que apoyarse bien con el mismo peso del cuerpo empezará a descender dicho respaldo.

- Asiento:

Asiento con suspensión elástica N.E.A. que permite una distribución óptima del peso y una durabilidad ilimitada

- Patas:

Cuatro (4) patas de madera, siendo las dos delanteras de altura mayor (8 cm), que las traseras (6 cm).

Incluyen deslizadores, que permiten mover el sillón sin que sufra la estructura.

- Reposabrazos:

Reposabrazos tapizados amplios y lisos, que favorecen la comodidad del usuario y evita puntos de presión en él.

Información técnica

Longitud total en posición sentado	820 mm.
Longitud total en posición tumbado	1700 mm.
Anchura total con reposabrazos	690 mm.
Altura total	1030 mm.
Altura de la superficie de sentarse	420 mm.
Anchura de la superficie de sentarse	510 mm.
Profundidad de la superficie de sentarse	500 mm.
Inclinación máxima del respaldo (respecto del asiento)	155°
Inclinación máxima de las extremidades (respecto del asiento)	90°
Peso del sillón	36 kg. (según modelo)
Peso máximo paciente (MPW)	150 kg.

Tapizados

Silvertex



Valencia



Estándar

Tamaño



Una plaza

Apoyos



Cuatro patas madera

Transporte

Bienestar



Respaldo orejero

Otros



Brazos integrados

Accesorios

Opcional

Tamaño



Cuatro patas metálicas

Apoyos

Transporte



Respaldo sin orejero.

Bienestar



Asiento espuma inyectada



Brazos abatibles



Respaldo espuma inyecta



Brazos teja



Asiento espuma viscoelástica



Asiento continuo