



Piloter Vet

Ultrasonido Doppler Color

Sistema para ecografía veterinaria

Diseño Ergonómico

Piloter Vet es un sistema muy liviano que hace fácil su traslado en cualquier momento y en cualquier lugar. Piloter Vet tiene un diseño inteligente y flujos de trabajo personalizados haciéndolo más eficiente y conveniente para todas las aplicaciones.

Pantalla táctil de 13.3 pulgadas que permite una visualización vertical u horizontal



Pesa solo 2Kg
Extremadamente liviano y portátil



Completo con una bandeja incorporada y un soporte de sondas dedicado



Construido en adaptador multipuerto



Soporte de escritorio



Base inteligente, fácil de maniobrar



www.3ds.com
Una nueva Diagnóstico Revolucionario
Phone: 800-254-2206 Email: sales@3ds.com

✿ Gran calidad de imagen

Construido en la plataforma Halo: 64 veces el procesamiento de imágenes con formación de haz, capaz de alcanzar hasta 5000 cuadros por segundo. Piloter Vet proporciona imágenes de gran definición en todas las aplicaciones: abdominales, de reproducción, radiológicas, entre otras.



Estómago de gato



Bazo de perro



Flujo cardíaco a color de perro



PW Cardíaca de gato



Riñón de gato



Intestino de gato

✿ Variedad de transductores



Un botón de diseño inteligente en ambos lados de la sonda hace que el usuario interactúe fácilmente con el sistema usando guantes.



wisonic
Your needs we care

TECNOIMAGEN

www.tecnoimagen.com.ar | 0810 333 8273

