

# Engrapadora lineal cortante ENDO

CON SISTEMA DE ARTICULACIÓN CONTINUO

Innovador sistema de  
articulación continuo de 45 grados

¡Mango ergonómico  
compatible con  
todas las unidades  
de recarga Panther!



Botón de carga en el cuerpo  
del instrumento

Modo de agarre  
incorporado — agarrar el  
tejido funciona al empujar  
o tirar del mango

# Engrapadora lineal cortante ENDO

¡MANGO ERGONÓMICO COMPATIBLE CON TODAS LAS UNIDADES DE RECARGA PANTHER!

Producto	Descripción
CEAC-30	PANTHER ENDO Engrapadora Lineal Cortante, mango estándar con sistema de agarre y articulación continuo
CEAC-45	PANTHER ENDO Engrapadora Lineal Cortante, mango corto con sistema de agarre y articulación continuo
CEAC-60	PANTHER ENDO Engrapadora Lineal Cortante, mango extra largo con sistema de agarre y articulación continuo

La información presentada en este material está destinada únicamente a la descripción y promoción del producto. Panther Healthcare tiene el poder de interpretación relevante. Consulte la etiqueta del producto y/o las instrucciones de uso antes de usar cualquier producto de Panther Healthcare. Para más detalles y actualizaciones favor de dirigirse al sitio web de Panther Healthcare: [www.pantherhealthcare.com](http://www.pantherhealthcare.com)

**TECNOIMAGEN**

[www.tecnoimagen.com.ar](http://www.tecnoimagen.com.ar) | 0810 333 8273