

# ERG 911 L ERG 911 LS

Nueva generación de ergómetros de seguridad de camilla/semicamilla



**SCHILLER**  
The Art of Diagnostics

# ERG 911 L EASY / SMART

Ergómetro médico de camilla con una exclusiva e innovadora tecnología

## ÁREAS DE APLICACIÓN

Los ergómetros de seguridad de camilla/semicamilla ERG 911 L se diseñaron para utilizarlos en el sector de la cardiología.

Ciertas condiciones de seguridad imponen el uso de un ergómetro de seguridad de camilla/semicamilla, por ejemplo, si se sospecha que el paciente sufre trastornos cardiovasculares, en caso de pruebas de esfuerzo tras un

infarto de miocardio o después de una cirugía de bypass. También es recomendable utilizar un ergómetro de seguridad de camilla/semicamilla para la exploración de ancianos y discapacitados. Gracias a la colocación óptima del paciente sobre la superficie del ergómetro, se consigue un rendimiento idéntico al obtenido con los cicloergómetros.

- ❖ Cumple las normas europeas DIN EN 13405 y EDIN VDE 0750-238
- ❖ Fácil de utilizar



# ERG 911 LS EASY / SMART

Ergómetro especial para ecocardiografías de esfuerzo

## ÁREAS DE APLICACIÓN

El diseño del ERG 911 LS se basa en la tecnología de los ergómetros de seguridad de camilla/semicamilla ERG 911 L.

Gracias al eje pivotante adicional de la camilla, el paciente se puede inclinar un máximo de 45° hacia la izquierda durante la prueba de esfuerzo. Esta posición es particularmente favorable para obtener imágenes ecográficas de alta calidad durante las ecocardiografías de esfuerzo. El soporte para el hombro garantiza una colocación

cómoda y segura del paciente cuando la camilla se inclina hacia la izquierda.

Aparte de estos usos especiales, el ergómetro naturalmente se puede utilizar como ergómetro de seguridad de camilla/semicamilla normal. Ciertas condiciones de seguridad imponen el uso de un ergómetro de seguridad de camilla/semicamilla, por ejemplo, si se sospecha que el paciente sufre

trastornos cardiovasculares, en caso de pruebas de esfuerzo tras un infarto de miocardio, después de una cirugía de bypass o para aplicaciones especiales de la ergometría de esfuerzo, como cateterismos cardíacos. También es recomendable utilizar el ergómetro de seguridad de camilla/semicamilla ERG 911 LS para la exploración de ancianos y discapacitados.

❖ Para ecocardiografías



❖ Abertura en la superficie de apoyo variable a la altura del corazón para poder realizar cómodamente ecografías

- ❖ Giro infinito mediante un motor (0° - 45°)
- ❖ Manillar y soporte para el hombro estables que permiten sujetar al paciente con seguridad cuando se inclina la camilla
- ❖ Construcción de tubo de acero estable para pacientes de más de 160 kg



**Americas**  
SCHILLER Americas Inc.  
Doral, Florida 33172

**North America:**

Phone +1 786 845 06 20  
Fax +1 786 845 06 02  
sales@schilleramerica.com  
www.schilleramerica.com

**Latin America & Caribbean**

Phone +1 305 591 11 21  
Fax +1 786 845 06 02  
sales@schillerla.ch  
www.schillerla.ch



**Asia**  
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia  
52200 Kuala Lumpur, Malaysia  
Phone +603 6272 3033  
Fax +603 6272 2030  
sales@schiller.com.my  
www.schiller-asia.com



**Austria**  
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.  
A-4040 Linz  
Phone +43 732 70 99  
Fax +43 732 757 000  
sales@schiller.at  
www.schiller.at



**China**  
Alfred Schiller (Beijing) Medical Equipment  
Co.,Ltd.  
100015 Beijing, China  
Phone +86 010 52007020  
Fax +86 010 52007020-8016  
info@schillerchina.com  
www.schillermedical.cn



**Croatia**  
SCHILLER d.o.o.  
10000 Zagreb  
Phone +385 1 309 66 59  
Fax +385 1 309 66 60  
info@schillerzg.hr  
www.schiller.hr



**France**  
SCHILLER Médical S.A.S.  
F-67162 Wissembourg  
Phone +33 3 88 63 36 00  
Fax +33 3 88 63 36 49  
info@schiller.fr  
www.schiller-medical.com



**France (distribution France)**  
SCHILLER France S.A.S.  
F-77608 Bussy St Georges  
Phone +33 1 64 66 50 00  
Fax +33 1 64 66 50 10  
contact@schillerfrance.fr  
www.schiller-france.com



**Germany**  
SCHILLER Medizintechnik GmbH  
D-85622 Feldkirchen b. München  
Phone +49 89 62 99 81 0  
Fax +49 89 609 50 90  
info@schillermed.de  
www.schillermed.de



**Hungary**  
SCHILLER Diamed Ltd.  
H-1141 Budapest  
Phone +36 1 383 4780 / +36 1 460 9491  
Fax +36 1 383 4778  
info@schillerhungary.hu  
www.schillerhungary.hu



**India**  
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.  
Mumbai - 400 059, India  
Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141  
Fax +91 22 2920 9142  
sales@schillerindia.com  
www.schillerindia.com



**Poland**  
SCHILLER Poland Sp. z o.o.  
PL-02-729 Warszawa  
Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90  
Fax +48 22 843 20 89  
schiller@schiller.pl  
www.schiller.pl



**Russia & C.I.S.**  
AO SCHILLER.RU  
125040 Moscow, Russia  
Phone +7 (495) 970 11 33  
Fax +7 (495) 956 29 10  
mail@schiller.ru  
www.schiller.ru



**Serbia**  
SCHILLER d.o.o.  
11010 Beograd  
Phone +381 11 39 79 508  
Fax +381 11 39 79 518  
info@schiller.rs  
www.schiller.rs



**Slovenia**  
SCHILLER d.o.o.  
2310 Slovenska Bistrica  
Phone +386 2 843 00 56  
Fax +386 2 843 00 57  
info@schiller.si  
www.schiller.si



**Spain**  
SCHILLER ESPAÑA, S.A.  
ES-28232 Las Rozas/Madrid  
Phone +34 91 713 01 76  
Fax +34 91 355 79 33  
schiller@schiller.es  
www.schiller.es



**Switzerland**  
SCHILLER-Reomed AG  
CH-8953 Dietikon  
Phone +41 44 744 30 00  
Fax +41 44 740 37 10  
sales@schiller-reomed.ch  
www.schiller-reomed.ch



**Turkey**  
SCHILLER TÜRKİYE  
Okmeydanı-Sisli - Istanbul  
Phone +90 212 210 8681 (pbx)  
Fax +90 212 210 8684  
info@schiller.com.tr  
www.schiller-turkiye.com



**United Kingdom**  
SCHILLER UK  
Bellshill, ML4 3PR  
Phone +44 1698 744 505  
Fax +44 1698 744 474  
sales@schilleruk.com  
www.schilleruk.com

**TECNOIMAGEN**  
www.tecnoimagen.com.ar | 11-4582-2222



**SCHILLER**  
The Art of Diagnostics

