

MyLab[™]



Imágenes de ultrasonido
sin límites

MyLab™



Imágenes de ultrasonido sin límites

MyLab™ X8 representa una fuente excepcional de innovación y tecnología, diseñada para acelerar su flujo de trabajo.

MyLab™ X8 ofrece: un monitor LCD con la tecnología más reciente, una función en espera inteligente y un tiempo de arranque rápido, Windows® 10 O.S., funciones de automatización zero-click y un diseño ergonómico de vanguardia.

Logre resultados infinitos con una interfaz del usuario altamente intuitiva y herramientas clínicas avanzadas, adaptadas para ajustarse a sus necesidades.

El sistema **MyLab™ X8** establece un estándar de alto rendimiento, ofreciendo una experiencia de ultrasonido completamente nueva.



Tecnologías integradas de vanguardia

MyLab™ X8 integra las últimas tecnologías, administrando un alto nivel de calidad de imagen sin comprometer el flujo de trabajo ni la eficiencia.

● MONITOR GRANDE DE 21'



Monitor LCD con la tecnología más reciente, que garantiza el mejor realce de los detalles y un modo de pantalla completa.

● CONECTORES DE TRANSDUCTORES



Hasta 5 conectores de transductores que permiten el cambio rápido de sondas para adaptarse a los entornos clínicos más demandantes.

● PANTALLA TÁCTIL TIPO TABLET



Pantalla táctil panorámica multifunción tipo tablet para una absoluta facilidad de uso.

● ARRANQUE RÁPIDO DEL SISTEMA



Tiempo de arranque rápido del sistema desde el modo en espera para el desempeño efectivo en el lugar de atención.

● FUNCIONES ZERO-CLICK



Las funciones de automatización zero-click proporcionan un uso muy veloz de la interfaz y simplifican los procedimientos complejos en diferentes aplicaciones.

● **e**asyMode & **e**asyColor



Optimización de la imagen “One touch” (*Un toque*) a través de algoritmos inteligentes en tiempo real.

● BATERÍA INCORPORADA



Batería incorporada* para permitir una base del carro autónoma.

*opcional

Ergonomía y confort sin riesgos

Con una década de experiencia, **MyLab™ X8** proporciona un diseño ergonómico extraordinario y confort en la práctica diaria. Con soluciones creativas tanto para el hardware como para el software, les brinda a los médicos clínicos herramientas innovadoras.

- ✓ Panel de control simplificado
- ✓ Pantalla táctil grande tipo tablet que también puede mostrar las imágenes grabadas
- ✓ Algoritmos inteligentes en tiempo real **e**asyMode* y **e**asyColor* para simplificar la optimización de las imágenes de ultrasonido
- ✓ Funciones de automatización inteligente como **e**Doppler y **e**Scan para aumentar la eficiencia del tiempo de examen



*patente pendiente

Movilidad ilimitada

MyLab™ X8 está diseñado para adaptarse a todas las situaciones.

- ✓ Batería*
- ✓ Tiempo de arranque rápido
- ✓ Fácil instalación
- ✓ Liviano y compacto
- ✓ Fácil de trasladar con manejo de cables inteligente
- ✓ Posición de pie real



*opcional


Amplia gama de sondas

Las sondas Esaote iQProbes cumplen con las normas de calidad de oro, ofreciendo una tecnología de vanguardia para una amplia gama de aplicaciones:


- ✓ Magnífico resultado de imágenes
- ✓ Diseño ergonómico liviano, appleprobe
- ✓ Reducción del esfuerzo músculo-esquelético hasta un 70%
- ✓ Mayor confianza




Al servicio de la imagen




Tendones superficiales - Exploración de muy alta frecuencia hasta 24MHz




Lesión de tiroides con ElaXto




Riñón - Visualización de la perfusión tisular con microV




Hígado - CPI con Doppler color



Carótida - Medición en tiempo real de la Intima Media con QIMT




Función cardíaca - Medición zero-click de la fracción de eyección con AutoEF



Función cardíaca - Evaluación zero-click de la distensión con XStrain™2D



Perfil del bebé - Algoritmo XView para mayor visibilidad



Útero - exploración 3D/4D XLight



www.esaote.com



TECNOIMAGEN

www.tecnoimagen.com.ar | 11-4582-2222

Windows® es una marca registrada de Microsoft Corporation. MyLab™ es una marca comercial de Esaote S.p.A.
La tecnología y las características dependen del sistema/la configuración. Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previa notificación. La información puede hacer referencia a productos o modalidades que aún no se hayan aprobado en todos los países. Las imágenes de los productos sólo se proporcionan a los fines ilustrativos. Para más información, por favor contáctese con su representante de ventas de Esaote.