

BeneFusion uVP/uSP/uDSP

Sistema de infusión

Mejor cuidado con facilidad






Diseño simple



Gestión de la línea

3,5"
pulgadas

Pantalla táctil capacitiva a color



2-50/60 ml

Seguridad en cada paso

Uso de la pantalla táctil de fácil manejo

- La interfaz de usuario intuitiva con diseño sin bordes destaca los parámetros críticos para una interacción eficiente
- La función personalizada con letra grande muestra la información clave de forma clara, incluso si se lee a distancia



Gestión de fármacos multi-área

Biblioteca de fármacos por departamento

Biblioteca de medicamentos personalizada que promueve la optimización continua del protocolo de infusión, en diversos escenarios clínicos.

Rhythm™
Dose

Modos de infusión especializados


Modos flexibles de administración de fármacos para unidades de cuidados especiales, lo que mejora la eficiencia y la calidad de la infusión clínica.






Desempeño preciso de la infusión

- Alta precisión: uSP/uDSP $\pm 1,8\%$; uVP $\pm 4,5\%$
- Precisión asegurada durante muchas horas



Infusión de relé flexible

- La serie BeneFusion u admite relés circulares y personalizados para garantizar la continuidad de la infusión
- Un flujo de trabajo de relé suave garantiza un proceso de administración de medicamentos estable y sin complicaciones




Facilidad única

Monitoreo en tiempo real y calibración automática precisa de la infusión por medio de la tecnología Smart accurate™



- Ayuda a simplificar el proceso de elección de la marca del set de infusión de la bomba y mejora la eficiencia de la infusión
- Resuelve los problemas de variación en la precisión causados por el uso prolongado del set de infusión y la elección incorrecta de la marca del set, lo que garantiza una excelente precisión y estabilidad de la infusión a largo plazo



BolusGUARD, seguridad precisa para cada carga

La carga de la jeringa puede dar lugar a bolos de fármaco accidentales. Equipado con BolusGUARD, la tecnología automática patentada, BeneFusion uSP permit al usuario cargar las jeringas de manera segura y eficiente y, a su vez, proteger la infusión de los pacientes de principio a fin.





Facilidad de uso

Fiabilidad y desempeño excepcionales

Bajo el principio de facilidad de uso, la serie BeneFusion i es compacta, liviana, duradera y eficiente para satisfacer diversos requisitos de cualquier entorno clínico.



Traslados hospitalarios

Ideal para cubrir cualquier evento en traslados



IP44

Adecuada para diferentes entornos clínicos



Vida útil extendida de la batería

Batería de larga duración: dosificación continua en estado de emergencia



Material de alta calidad

Admite hasta 49 desinfectantes

Facilidad ilimitada

Integración completa, mejor conectividad

- Monitoreo central de la infusión y de los signos vitales del paciente
- Puede obtener información de infusión y alarmas en cualquier lugar, en cualquier momento
- Acceso al sistema HIS/CEI/EMR mediante el protocolo HL7

