

New Oriental 1000N1a

/Radiographic X-Ray Machine/

Precision & Vision

**WDM**

Beijing Wandong Medical Technology Co., Ltd.

Address: Building 3 No 9 Jixianqiaodong Road, Chaoyang
District, 100015, Beijing, P.R.China

Tel: +86-10-84575792/3/5/6

Fax: +86-10-84575794

Web: www.wandong.com.cn

E-mail: International@wandong.com.cn

Note: Design and specification subject to change without notice.

Integrated Floating Table DR

Integrated Floating Table DR

SISTEMA DIGITAL 50kW

GENERADOR 50kW DE ALTA FRECUENCIA



40 - 150 kV
Hasta 630 mA



600 programas
anatómicos (APR)



Estabilidad y rendimiento
para alta demanda



DETECTOR DIGITAL 17" x 17"



Tecnología a-Si
• 3K x 3K | 16 bits



DQE \geq 70%
• Resolución \geq 3.6 lp/mm



Reconstrucción rápida
• 8 segundos

Más potencia
para exponer

Más definición
para diagnosticar

Más eficiencia
para producir

Control Eficiente



Control táctil, todas las operaciones al alcance e de su mano

- Información del paciente
- Tutoriales de posicionamiento
- Vista previa imagen
- APR
- Pantalla paiaejérígro.áadaptativa
- Parámetros de exposición



2,4M rango de movimiento longitudinal

VICOM



Estativo Multifuncional

- 2,4 metros de desplazamiento longitudinal, cobertura total, ideal para posicionamientos especiales de radiografía.

Estativo inalámbrico apto para múltiples posiciones de proyección

- Conectividad WiFi, fácil radiología en camilla, silla de ruedas y otras posiciones especiales.

Estativo inalámbrico apto para múltiples posiciones de proyección

- Conectividad WiFi, fácil radiología en camilla, silla de ruedas y otras posiciones especiales.