



# Alto Volumen

ENGRAPADORA CIRCULAR  
HEMORROIDAL

Específicamente diseñada para el  
tratamiento del prolapso hemorroidal  
y uso en técnica S.T.A.R.R.





Diseño patentado:  
Cartucho transparente, mayor  
visibilidad y control sobre el  
tejido capturado



2 puertos de carcasa  
grandes ofrecen visibilidad  
adicional al introducir  
tejido en el cartucho

Yunque



La cubierta más  
grande en el mercado  
para una engrapadora  
hemorroidal 34: 27cc

Marcas que indican la  
distancia del estoma  
anastomótico desde el  
borde anal



Obturador



Anoscopio de  
sutura de jareta



Enhebrador  
de sutura



Dilatador Anal  
Circular


# ENGRAPADORA CIRCULAR HEMORROIDAL DE ALTO VOLUMEN



Amplia pantalla de indicador,  
conveniente para un ajuste preciso  
de la altura de las grapas de cierre



Perilla de cierre: fácil  
de abrir y cerrar,  
conveniente para la  
operación



Seguro externo

Retroalimentación con sonido,  
indica que la engrapadora esta  
lista para ser usada para una  
operación más segura

Mango  
de disparo

Diseño patentado: seguridad  
dual, previene activación  
accidental para mayor seguridad



Dilatador Anal  
Mariposa

**TECNOIMAGEN**

[www.tecnoimagen.com.ar](http://www.tecnoimagen.com.ar) | 11-4582-2222