



Engrapadoras circulares Laparoscópicas

UNA GAMA COMPLETA DE AVANZADAS ENGRAPADORAS CIRCULARES PARA CUBRIR TODAS LAS NECESIDADES DE LOS CIRUJANOS



Estándar
&
Extra larga



Yunque plegable único de 90 grados
Para una extracción fácil y segura a través de anastomosis, minimizando posible trauma al tejido



Arandela de corte mejorada
Da al cirujano una retroalimentación clara del disparo



Autobloqueo del cartucho y yunque
Previene deslizamiento fuera del tejido y elimina el problema del regreso del yunque durante la acción de disparo

Diseño Hermético

Diseño hermético para cirugía laparoscópica, previene la pérdida de neumoperitoneo

ENGRAPADORAS CIRCULARES LAPAROSCÓPICAS



Función de velocidad dual

Al cerrar el instrumento, en las etapas finales de cierre, el cierre obtenido por cada vuelta a la perilla de cierre es menor que al inicio. Proporciona un mejor control en la acción de cierre, el tejido se comprime de forma más segura para evitar posibledaño.



Diseño de seguridad dual patentado

Previene la activación
accidental

TECNOIMAGEN

www.tecnoimagen.com.ar | 11-4582-2222