

Gabinete de Secado



Diseño compacto que cabe en todos los ambientes.

TECNOLOGÍA, PRODUCTIVIDAD Y SEGURIDAD.

El Gabinete de Secado Cisa ofrece seguridad post-lavado, ya que elimina procesos manuales lentos y poco confiables. Así, garantiza la repetibilidad de los procedimientos y la institución, cuenta con un equipo de calidad. Ahorre tiempo, reducción de costos y productividad al secar materiales. Elegir la marca de confianza. Ponga Cisa en la CE.



IDEAL PARA:

ESTABLECIMIENTOS MÉDICOS, HOSPITALES Y CLÍNICAS DE TODOS LOS TAMAÑOS.

VARIOS TIPOS DE MATERIALES E INSTRUMENTOS.

BRINDAR SEGURIDAD AL PROCESO DE SECADO.

ALTA DEMANDA OCUPANDO POCO ESPACIO FÍSICO.

Gabinete de Secado

CONOZCA ALGUNOS DE LOS INCONTABLES BENEFICIOS DEL GABINETE DE SECADO CISA.

• Sistema inteligente de control

Posee comando microprocesado de programación flexible para memorizar 3 ciclos diferentes con tiempo y temperatura (hasta 70 °C), según las necesidades del usuario.

• Durabilidad

Con cámara de secado, estructura y paneles externos fabricados en acero inoxidable AISI 304, el Gabinete de Secado es garantía de calidad y durabilidad en la CE.

• Seguridad total


El uso de un sistema de secado con filtro Hepa evita la recontaminación de los materiales.

• Recubrimiento termo-acústico

El sellado de la puerta con silicona evita la disipación de calor y aire, lo que reduce significativamente el ruido ambiental.

• Variedad de racks y soportes

Permite la acomodación de diferentes accesorios para cumplir con todas las necesidades del día a día.



Rack para canulados y mangueras flexibles de pequeños lúmenes



Soporte para balón



Soporte para tráqueas (hasta 36 unidades)



GARANTÍA INTEGRAL DE 12 MESES

• Diferenciación Cisa

Servicios al cliente que incluyen: mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, repuestos disponibles en la red local autorizada, instalación y capacitación operativa. Además de ello IQ y OQ se entregan con el equipo. Todo proporcionado de forma gratuita, excepto los ítems de consumibles.

LÍNEA *Elegance*



Imagen ilustrativa.

OFREZCA MÁS TECNOLOGÍA CON LAS FUNCIONALIDADES ELEGANCE.



AZUL
Equipo listo para usar.



VERDE
Equipo en funcionamiento.

Gestión visual

El acompañamiento del estado del proceso por el panel de control del LED multicolor permite la identificación de funcionamiento, garantizando más seguridad y productividad.

Diseño moderno

El diseño exclusivo de los paneles aporta más modernidad para la CE.



We care about life

www.cisabrasile.com.br/es

TECNOIMAGEN

www.tecnoimagen.com.ar | 11-4582-2222

Obtenga más información:



www.cisabrasile.com.br/es/productos/hospitalar/complementares/gabinetesecagem

La información contenida en esta línea
podrá sufrir alteraciones sin previo aviso.
Imágenes ilustrativas.
CISA001/OCT2020.