



82 	69 	103 
Longitud total	Anchura total	Altura total
42 	51 	
Altura asiento	Anchura asiento	Inclinación
36-50 	150 	
Peso	Peso paciente	

## Características

Los sillones Belate, de una o dos plazas, están especialmente diseñados para su utilización en hospitales, clínicas, residencias y también para la asistencia domiciliaria.

Algunas de sus características principales son:

- Estructura:

Estructura resistente realizada en madera de pino junto con un tablero laminado, que le confiere alta resistencia a los impactos.

El sillón ha sido diseñado con líneas suaves y con bordes redondeados, sin aristas ni superficies cortantes para que no exista ningún problema de cortes o arañazos.

- Espumas:

La composición interior del sillón es una mezcla de espumas que hacen que sea cómodo y confortable para el paciente lo cual beneficia su bienestar durante su estancia hospitalaria.

Todo el sillón está formado por una base de espuma de poliuretano (25 kg/m<sup>3</sup>), excepto el asiento del sillón está fabricado en una espuma

de densidad mayor (30 kg/m<sup>3</sup>), que proporciona mayor resistencia al hundimiento, garantizando una postura ergonómica.

- Tapizado:

Las espumas están tapizadas con telas vinílicas exentas de látex, transpirables, de fácil limpieza, resistentes a la abrasión, antimicótico, antimicrobiano e ignífuga M2.

- Respaldo:

Respaldo de diseño ergonómico, con orejero integrado. El sillón con orejas ayuda a la relajación de los usuarios y ayuda a las personas con problemas para mantener una posición vertical. Incluye cinchas de 80 mm.

- Asiento:

Asiento con suspensión elástica N.E.A. que permite una distribución óptima del peso y una durabilidad ilimitada

- Patas

Cuatro (4) patas de madera, siendo las dos de-

lanteras de altura mayor (8 cm), que las traseras (6 cm).

Incluyen deslizadores, que permiten mover el sillón sin que sufra la estructura.

- Reposabrazos:

Reposabrazos tapizados amplios y lisos, que favorecen la comodidad del usuario y evita puntos de presión en él.

## Información técnica

Longitud total	820 mm. ± 10 mm.
Anchura total con reposabrazos ( Una plaza)	690 mm. ± 10 mm.
Anchura total con reposabrazos ( Dos plazas)	1220 mm. ± 10 mm.
Altura total	1030 mm. ± 10 mm.
Altura de la superficie de sentarse	420 mm.
Anchura de la superficie de sentarse (Una plaza)	510 mm.
Anchura de la superficie de sentarse (Dos plazas)	1020 mm.
Profundidad de la superficie de sentarse (Una plaza)	500 mm.
Peso del sillón	36 - 50 kg. (según nº plaza)
Peso máximo paciente (MPW)	150 kg.

## Tapizados

### Silvertex



### Valencia



## Estándar

Tamaño	Apoyos	Transporte	Bienestar	Otros	Accesorios
Una plaza	Cuatro patas madera		Respaldo orejero		
			Brazos integrados		

## Opcional

Tamaño	Apoyos	Transporte	Bienestar	Otros
Dos plazas	Cuatro patas metálicas		Respaldo sin orejero.	Asiento espuma inyectada
Tres plazas			Brazos abatibles	Respaldo espuma inyectada
			Brazos teja	Asiento de viscoelástica