


# Línea de Cepillos



Soporte para cepillos



Variadas  
opciones para  
diferentes  
necesidades.

## PARA UNA LIMPIEZA EFICIENTE DE INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS, CANULADOS Y PRÓTESIS.

Explore la gama completa de cepillos Cisa. Diseñados para la remoción eficaz de la suciedad, la línea abarca una variedad de longitudes, diámetros y cerdas. Todos los modelos son compatibles con el reprocesamiento en termodesinfectadoras y esterilizadores a baja temperatura, y algunos incluso pueden ser reprocesados en autoclaves a vapor. La línea de cepillos Cisa es la elección ideal para aquellos que priorizan la calidad y la seguridad.

 **IDEAL PARA:**

ESTABLECIMIENTOS DE ASISTENCIA DE SALUD.

ALCANZAR LOS ELEVADOS ÍNDICES DE LIMPIEZA EXIGIDOS.

GARANTIZA LA MEJOR ASEPSIA DE LOS INSTRUMENTO.

LIMPIEZA DE INSTRUMENTOS VARIADOS, CANULADOS, PRÓTESIS Y ENDOSCOPIOS.

# Línea de Cepillos

## MUCHO MÁS QUE DIFERENCIALES: BENEFICIOS.

### Cepillos para la limpieza de canulados.

- Cerdas fabricadas en nylon trenzado con alambre de acero inoxidable 304.
- Identificación coloreada en anillo en el extremo opuesto que ayuda en la elección correcta.
- Diámetros, tamaños y formas variados de cerdas.
- De fácil uso.

CÓDIGO	CERDA		ASTA		COLOR DE IDENTIFICACIÓN
	DIÁMETRO	LONGITUD	DIÁMETRO	LONGITUD	
CI-C-K30-02Y010	2 mm	20 mm	1,5 mm	300 mm	Amarelo
CI-C-K30-03R010	3 mm	20 mm	2 mm	300 mm	Vermelho
CI-C-K30-04G010	4 mm	35 mm	1,8 mm	300 mm	Verde
CI-C-K30-05K010	5 mm	28 mm	2 mm	300 mm	Preto
CI-C-K35-06Y010	6 mm	70 mm	2,5 mm	350 mm	Amarelo
CI-C-K35-07B010	7 mm	70 mm	2,5 mm	350 mm	Azul
CI-C-K35-08R010	8 mm	70 mm	3 mm	350 mm	Vermelho
CI-C-K35-10G010	10 mm	70 mm	3 mm	350 mm	Verde
CI-C-K35-12K010	12 mm	70 mm	4 mm	350 mm	Preto
CI-C-K55-05Y010	5 mm	50 mm	2 mm	550 mm	Amarelo
CI-C-K55-06B010	6 mm	35 mm	2 mm	550 mm	Azul
CI-C-K55-07R010	7 mm	35 mm	2 mm	550 mm	Vermelho
CI-C-K55-10G010	10 mm	70 mm	3 mm	550 mm	Verde
CI-C-K55-12K010	12 mm	70 mm	4 mm	550 mm	Preto



### Cepillos para la limpieza de endoscopios.



- Cerdas fabricadas en nylon trenzado con alambre de acero inoxidable 304.
- Varilla flexible de PVC.
- Cabezal doble con extremos protegidos.

CÓDIGO	CERDA		VARILLA	
	DIÁMETRO	LONGITUD	DIÁMETRO	LONGITUD
CI-C-K24-04BD10	3,5 mm	20 mm	1,7 mm	230 mm
CI-C-K24-05BD10	5 mm	20 mm	1,7 mm	230 mm

### Cepillos para la limpieza de instrumentos quirúrgicos.

- Para la limpieza de los materiales y seguridad al proceso.
- Durabilidad: puntas redondeadas para no rayar los materiales.

#### Cepillo con cerdas suaves en nylon

Código: CI-C-LSB-NYK010



- Cerdas en nylon.
- Mango anatómico con 18 cm.
- 3 hileras de cerdas.

#### Cepillo doble con cerdas duras en nylon

Código: CI-C-LHB-NYK010



- Cerdas en nylon.
- Mango antideslizante con 18 cm.
- Extremidad más grande con 3 hileras de cerdas y la más pequeña con 1 hilera.
- Semi-dura.

#### Cepillo con cerdas en acero inoxidable

Código: CI-C-L00-SSK010



- Cerdas en acero inoxidable.
- Mango anatómico con 18 cm.
- 3 hileras de cerdas.
- Uso específico conforme al manual de utilización de los instrumentos/productos.

### MODELOS AUTOCLAVABLES A VAPOR:

#### Cepillo de nylon suave

Código: CI-C-K01-00YD10



- Cerdas de nylon suave.
- Mango de color amarillo con 13,5 cm de longitud.
- 5 hileras de cerdas.

#### Cepillo de nylon duro

Código: CI-C-K02-00YD10



- Cerdas de nylon duro.
- Mango de color verde con 13,5 cm de longitud.
- 5 hileras de cerdas.

### Cepillo doble para la limpieza de válvulas y puertos de endoscopios.

Código: CI-C-K15-11BD10



- Cerdas fabricadas en nylon trenzado con alambre de acero inoxidable 304.
- Mango de polipropileno azul.
- Cabezal doble de dimensiones diferentes.

DIÁMETRO DE LA PUNTA MENOR	LONGITUD DE LA PUNTA MENOR	DIÁMETRO DE LA PUNTA MAYOR	LONGITUD DE LA PUNTA MAYOR	LONGITUD TOTAL
5 mm	20 mm	11 mm	35 mm	15 cm

### Cepillo para la limpieza de medidores ortopédicos (acetabular).

Código: CI-C-K00-00WD10



- Cerdas fabricadas en nylon duro trenzado con alambre de acero inoxidable 304.
- Punta recta para limpieza de elementos perforados.
- Punta redonda para limpieza de superficies cóncavas.

LARGO DEL MANGO	DIÁMETRO DEL MANGO	DIÁMETRO DE LA CERDA REDONDA
12,5 cm	12 mm	45 mm
LONGITUD DE LA CERDA RECTA	DIÁMETRO DE LA CERDA RECTA	LONGITUD TOTAL
30 mm	6-8 mm	19,5 mm



We care about life

[www.cisabrasile.com.br/es](http://www.cisabrasile.com.br/es)

Obtenga más información:



[www.cisabrasile.com.br/es/productos/hospitalar/consumiveis/escovas](http://www.cisabrasile.com.br/es/productos/hospitalar/consumiveis/escovas)

La información contenida en esta página podrá sufrir alteraciones sin previo aviso. Imágenes ilustrativas. CISA 73345 - 004/JAN2024.

ÍNDICE