

MyLab™ C25

Compacto, para ofrecer una Versatilidad Incomparable



eSaote
HEALTH WITH CARE


MyLab™C25

Compacto, para ofrecer una Versatilidad Incomparable

MyLab™C25 se ha diseñado específicamente para satisfacer las exigencias de la práctica clínica diaria en cuanto a rapidez de acceso a pruebas ecográficas, flexibilidad y limitaciones de espacio. Todo ello manteniendo los más altos niveles de calidad.

MyLab™C25 es un sistema integral que ofrece diversas funciones clínicas fiables para garantizarle un diagnóstico oportuno y aumentar su confianza.

Gracias a la combinación de nuevos elementos ergonómicos, como el nuevo panel de control táctil «despejado» y fácil de limpiar, la interfaz de usuario personalizable y la amplia pantalla táctil que favorece una interacción fluida con gestos táctiles, MyLab™C25 es apto para muchos entornos y garantiza la facilidad de uso con gran variedad opciones de atención al paciente.



**RAPIDEZ DE OBTENCIÓN
DE IMÁGENES**



**ALTO NIVEL DE CALIDAD
DE IMAGEN**



**FUNCIONES BASADAS
EN I.A.**



**DISEÑO INNOVADOR PARA
AGILIZAR EL FLUJO DE
TRABAJO**



PANTALLA PRINCIPAL INCLINABLE DE 15,6"

Monitor flexible de gran tamaño con realce de detalles superior y modo de pantalla completa.



PANTALLA TÁCTIL ULTRAANCHA DE 15"

Pantalla táctil ultraancha con TGC digital para una facilidad de uso sin concesiones.



EXCLUSIVO PANEL DE CONTROL TÁCTIL Y FÁCIL DE LIMPIAR

El panel de control, fácil de limpiar, está pensado para durar, mientras que la interfaz táctil le ofrece el máximo control.



DISEÑO LIGERO Y COMPACTO CON COMPATIBILIDAD CON BATERÍA*

Batería de larga duración con posibilidad de prolongar la autonomía hasta 5 horas, lo que permite prestar asistencia en cualquier lugar.



2 CONECTORES ACTIVOS

2 conectores de transductor integrados para el cambio inmediato de la sonda, hasta 4 en configuración con carro*.



3 AÑOS DE GARANTÍA

Una protección fundamental para garantizar el funcionamiento de su inversión.

*Opcional

Diseño Compacto para asegurar la Máxima Portabilidad

Si busca un sistema con flexibilidad extrema, mayor facilidad de uso y estética vanguardista, MyLab™C25, con su diseño totalmente negro y renovado, es la elección perfecta.

El carro, estilizado e inteligente, facilita su traslado de un departamento clínico a otro, mientras que el asa de diseño ergonómico le permite llevarlo consigo allí donde vaya y, con la batería de larga duración, puede realizar sin estrés exploraciones autónomas con un elevado nivel de rendimiento.

El dispositivo está equipado con todas las funciones de red necesarias para simplificar la gestión de datos y compartir sin esfuerzo información médica entre entornos hospitalarios.

Además, admite funciones de transmisión en directo y control remoto, lo que facilita la medicina colaborativa y el apoyo formativo durante exámenes rutinarios o procedimientos más complejos.



Desplazamientos

Para salvaguardar su MyLab™C25 de posibles golpes, puede optar por el exclusivo protector de silicona personalizable o por el resistente maletín que hemos diseñado para aumentar aún más su seguridad en entornos difíciles.



Personalice su protección

El maletín de viaje o la cómoda mochila, que proporcionan un transporte seguro para llevar su MyLab™C25 donde sea necesario, facilitan su uso en cualquier lugar.










MyLab™C25

Imágenes de Alta Calidad Sobre la Marcha

Compacto y eficaz, MyLab™C25 está concebido para ayudarle en su práctica diaria con facilidad, ya que proporciona imágenes de alta calidad que permiten emitir diagnósticos fiables en todo momento.

Con MyLab™C25 y su amplia gama de sondas, le brindamos la capacidad de realizar exámenes en gran variedad de aplicaciones clínicas, como estudios genéricos por imagen, exploraciones superficiales, pruebas de atención cardiovascular, ginecología y obstetricia.







esaote

TECNOIMAGEN

www.tecnoimagen.com.ar | 11-4582-2222



Italian design