

Conectividad muy compatible e interoperable

Las opciones de conectividad flexible de Mindray le permiten preparar sus sistemas hospitalarios para el futuro, para posibilitar el crecimiento y la innovación. Nuestras soluciones de conectividad integrales y neutras respecto al proveedor hacen que la integración de datos digitales de pacientes sea simple y segura.

- Se conecta sin problemas a sus sistemas EMR
- Habilitado el inicio de sesión del personal sanitario y la identificación del paciente
- Sistema híbrido de monitorización central BeneVision para maximizar su inversión
- Con administrador de dispositivos M-IoT para evaluar la eficiencia clínica del equipamiento



VS 8

Monitor de constantes vitales

Fiel a la realidad

Calidad y fiabilidad reconocidas

El VS 8 fue creado para una larga vida útil: tiene el soporte de un software de mantenimiento innovador y un diseño robusto.

Limpieza sin problemas

Validado para 51 agentes limpiadores líderes en el mercado, para una limpieza más rápida y menor degradación con el tiempo.

Instalación más fácil

Con configuración paso a paso para diversas necesidades clínicas con un asistente de inicio similar a un smartphone.



Gestión de accesorios dedicados según sus preferencias

Diseñado para una rápida instalación sin herramientas en menos de un minuto

Ruedas silenciosas y suaves para facilitar su uso





Ve a la verdadera imagen del deterioro del paciente

Para asegurar una reacción oportuna al deterioro del paciente y un mayor cumplimiento de las directrices del hospital, el VS 8 proporciona una amplia gama de parámetros de constantes vitales con una variedad de herramientas para apoyar las decisiones clínicas.

EWS (alerta temprana) automática

- Cumple con todas las normas de EWS
- Permite ofrecer mensajes de reporte personalizables

BP (tensión sanguínea) ortostática

- Ayuda a evaluar y evitar el riesgo de caída de forma innovadora
- Personalizable según los diversos requisitos clínicos

BP promedio

- Medición de AOBP desatendida con un flujo de trabajo personalizado
- Proporciona valores precisos del estado real del paciente

Desde el control de pacientes internados hasta los controles de externos, el Monitor de constantes vitales VS 8 despliega todo el potencial de las observaciones de rutina con opciones de flujo de trabajo integrales y flexibles que permiten al personal clínico brindar atención de alta calidad a cada uno de los pacientes.

Fidelidad a las constantes vitales

El VS 8 proporciona mediciones precisas de las constantes vitales muy rápidamente, maximizando la comodidad del paciente y la eficiencia clínica.

PANI

Inflado y medición de la tensión arterial (PANI) TrueBP™ de Mindray en 15 segundos

SpO₂

Opciones de medición de SpO₂ de Mindray, Masimo SET y Nellcor

La seguridad del paciente

Resp

Un temporizador en pantalla intuitivo para una determinación manual sencilla de la frecuencia respiratoria (FR)

Temp

Opción de termómetros SmarTemp™, Genius™ 3, Exergen TemporalScanner™, HeTaiDa™.

Flujos de trabajo verdaderamente flexibles

Los flujos de trabajo del VS 8 ofrecen una documentación completa en el lugar de atención, liberan todo el potencial de las observaciones a pie de cama y ayudan a consolidar y acelerar las evaluaciones.

Interfaz intuitiva

- Pantalla de alta resolución de 8" para visualizar más información
- Operación por gestos intuitivos con pantalla táctil capacitiva

Más información a pie de cama

- Hasta 30 entradas manuales personalizables
- Herramienta de representación infográfica del dolor

Cree el flujo de trabajo adecuado

- Diseño de la pantalla y ajustes de parámetros personalizables
- Flujos de trabajo configurables por perfiles departamentales
- Mejora el cumplimiento de las directrices del hospital por parte del personal clínico

